



**产品名称：**兔抗白细胞介素6(IL6)抗体

**产品货号：**PAb05884

**规格**

0.1 毫升（浓度 200 微克 / 毫升），产品形式为冻干粉或液体。

**缓冲液成分**

0.01 摩尔磷酸盐缓冲液（pH 值 7.4）、50% 甘油，含 10 毫克 / 毫升牛血清白蛋白与 0.05% 普洛克林 300 防腐剂。冻干粉款需加入 0.2 毫升无菌蒸馏水复溶。

**反应种属**

人、大鼠、小鼠

**宿主来源**

兔

**免疫球蛋白类型**

兔源多克隆 IgG 抗体

**标记物**

无偶联标记

**纯度**

97%

**内毒素水平**

采用鲎试剂法检测，内毒素含量低于 2 内毒素单位 / 微克。

**适用实验及推荐稀释比例**

- 石蜡切片免疫组化（IHC-P）：1:100~1:200
- 冰冻切片免疫组化（IHC-F）：1:100~1:200
- 免疫荧光（IF）：1:50~1:200
- 蛋白免疫印迹（WB）：1:200~1:500
- 酶联免疫吸附实验（ELISA）：1:1500~1:2000

\* 本产品暂未在其他实验中验证使用效果。\* 最佳工作稀释浓度需由使用者自行摸索确定。

**储存条件**

- 置于 -20℃环境可保存 1 年，**避免反复冻融**。
- 冻干粉 / 液体抗体在室温下可稳定存放至少 1 个月；-20℃条件下可保存 1 年以上。
- 使用无菌 0.01 摩尔磷酸盐缓冲液（pH 值 7.4）或适配抗体稀释液复溶后，置于 2~4℃环境可稳定保存至少两周。

**重要说明**

本产品仅用于科研用途，不可用于人体治疗、临床诊断等场景。