



产品名称：兔抗可溶性白细胞介素2受体 β (sIL2R β) 抗体

产品货号：PAb05880

规格

0.1 毫升（浓度 200 微克 / 毫升），产品形式为冻干粉或液体。

缓冲液成分

0.01 摩尔磷酸盐缓冲液（pH 值 7.4）、50% 甘油，含 10 毫克 / 毫升牛血清白蛋白与 0.05% 普洛克林 300 防腐剂。冻干粉款需加入 0.2 毫升无菌蒸馏水复溶。

反应种属

人、大鼠、小鼠

宿主来源

兔

免疫球蛋白类型

兔源多克隆 IgG 抗体

标记物

无偶联标记

纯度

97%

内毒素水平

采用鲎试剂法检测，内毒素含量低于 2 内毒素单位 / 微克。

适用实验及推荐稀释比例

- 石蜡切片免疫组化（IHC-P）：1:100~1:200
- 冰冻切片免疫组化（IHC-F）：1:100~1:200
- 免疫荧光（IF）：1:50~1:200
- 蛋白免疫印迹（WB）：1:200~1:500
- 酶联免疫吸附实验（ELISA）：1:1500~1:2000

* 本产品暂未在其他实验中验证使用效果。* 最佳工作稀释浓度需由使用者自行摸索确定。

储存条件

- 置于 -20℃ 环境可保存 1 年，**避免反复冻融**。
- 冻干粉 / 液体抗体在室温下可稳定存放至少 1 个月；-20℃ 条件下可保存 1 年以上。
- 使用无菌 0.01 摩尔磷酸盐缓冲液（pH 值 7.4）或适配抗体稀释液复溶后，置于 2~4℃ 环境可稳定保存至少两周。

重要说明

本产品仅用于科研用途，不可用于人体治疗、临床诊断等场景。