

重组人 DLK1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06682

蛋白名称：Fetal Antigen Delta-Like 1 Homolog (DLK1)

别名：DLK、FA1、ZOG、pG2、DLK-PREF1、Delta1、Pref-secredeltin、fetal antigen delta-like 1 homolog

UniProt 编号：P80370

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P80370/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：部分片段 (24-303 位氨基酸)

分子量：32.8 kDa

蛋白标签：C 端 Flag-Myc 标签

二、氨基酸序列 (24-303aa)

AECFPACNPQNGFCEDDNVCRCQPGWQGPLCDQCVTSPGCLHGLCGEPGQCICT
DGWDGELCDRDVRACSSAPCANNRTCIVSLDDGLYECSCAPGYSGKDCQKKDGP
CVINGSPCQHGGTCVDDEGRASHASCLCPPGFSGNFCEIVANSCTPNPCENDGVC
TDIGGDFRCRCPAGFIDKTC SRPVTNCASSPCQNGGTCLQHTQVSYECLCKPEFT
GLTCVKKRALSPQQVTRLPSGYGLAYRLTPGVHELPVQQPEHRILKVSMKELNKKT
PLLTEGQ

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris 缓冲体系，含 50%甘油。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 DLK1 蛋白部分片段（24-303 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 Flag-Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。DLK1（DLK/FA1/ZOG）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。