



重组人 TNFRSF13B 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08498

蛋白名称：Tumor Necrosis Factor Receptor 13B (TNFRSF13B)

别名：CVID、RYZN、TACI、CD267、CVID2、IGAD2、TNFRSF14B、tumor necrosis factor receptor 13B、TNF receptor superfamily member 13B、transmembrane activator and CAML interactor

UniProt 编号：O14836

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14836/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：异构体 2 部分片段 (2-120 位氨基酸)

分子量：14.7 kDa

蛋白标签：C 端 10×His 标签

二、氨基酸序列 (2-120aa)

SGLGRSRRGGRSRVDQEERFPQGLWTGVAMRSCPEEQYWDPLLGTCTMSCKTICN
HQSQRTCAAFCSRSLSCRKEQGKFYDHLLRDCISCASICGQHPKQCAYFCENKLRSP
VNLPPPELRR

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。



四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 TNFRSF13B 蛋白异构体 2 部分片段（2-120 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 10×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。

TNFRSF13B (CVID/RYZN/TACI) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。