



重组 *Campylobacter jejuni* flaB 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06896

蛋白名称：Flagellin FlaB (flaB)

别名：flagellin FlaB

UniProt 编号：O51941

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O51941/entry>

种属来源：*Campylobacter jejuni* (*Campylobacter jejuni*)

表达系统：大肠杆菌 (*E.coli*)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (2-575 位氨基酸)

分子量：61.6 kDa

蛋白标签：C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (2-575aa)

GFRINTNIGALNAHANSVVNARELDKSL SRLSSGLRINSAADDASGMAIADSLRSQA
ATLGQAINNGNDAIGILQTADKAMDEQLKILDTIKTKATQAAQDGQSLKTRTMLQADI
NRLMEELDNIA NTTSFNGKQLLSGNFINQEFQIGASSNQTIKATIGATQSSKIGLTRFE
TGSRISVGGEVQFTLK NYNGIDDFKFQKV VISTSVGTGLGALAE EINKSADQTGVRA
TFTVETRGMGAVRAGATSEDFAINGVKIGQIEYKDG DANGALVSAINSVKDTTGVEA
SIDENGKLLLTSREGRGKIEGNIGRGAFINPNMLENYGRLSLVKNDGKDILISGTNLS
AIGFGTGNMISQASVSLRESKGQIDANVADAMGFNSANKGNILGGYSSVSAYMSST
GSGFSSGSGFSVGSGKNYSTGFANTIAISAASQLSAVYNVSAGSGFSSGSNLSQFA
TMKTSAGNTLGVKDETAGVTTLKGAMAVMDIAETAITNLDQIRADIGSVQNQLQVTI
NNITVTQVNVKAAESTIRDVDFAAESANFSKYNILAQSGSYAMSQANAVQQNVLKLL
Q

三、缓冲液体系



液体剂型：基于 Tris 缓冲体系，含 50%甘油。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组 *Campylobacter jejuni* flaB 蛋白成熟蛋白全长（2-575 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。flaB（flagellin FlaB）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。