

重组人 APP 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP06157

蛋白名称: Protease Nexin-II (APP)

别名: AAA、AD1、PN2、ABPP、APPI、CVAP、ABETA、PN-II、preA4、CTFgamma、alpha-sAPP、protease nexin-II、peptidase nexin-II、beta-amyloid peptide、amyloid beta A4 protein、amyloid precursor protein、beta-amyloid peptide(1-40)、...

UniProt 编号: P05067

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P05067/entry>

种属来源: 人 (Homo sapiens)

表达系统: 哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段: 部分片段 (18-652 位氨基酸)

分子量: 73.3 kDa

蛋白标签: C 端 10×His 标签

二、氨基酸序列 (18-652aa)

LEVPTDGNAGLLAEPQIAMFCGRLNMHMNVQNGKWDS DPSGKTCIDTKEGILQY
CQEVYPELQITNVVEANQPVTIQNWCKRGRKQCKTHPHFVIPYRCLVGEFVSDALL
VPDKCKFLHQERMDVCETHLHWHTVAKETCSEKSTNLHDYGMLLPCGIDKFRGVE
FVCCPLAEESDNVDSADAEEDSDVWWGGADTDYADGSEDKVVEVAEEEEVAEV
EEEEADDDDEDEDGDEVVEEEAEEPYEEATERTTSIATTTTTTTESVEEVREVCSE
QAETGPCRAMISRWFYFDVTEGKCAPFFYGGCGGNRNNFDTEEYCMVCGSAMSQ
SLLKTTQEPLARDPVKLPTTAASTPDAVDKYLETPGDENEHAHFQKAKERLEAKHR
ERMSQVMREWEEAERQAKNLPKADKKAVIQHFQEKVESLEQEAAANERQQQLVETH
MARVEAMLNDRRLALENYITALQAVPPRPRHVFNMLKKYVRAEQKDRQHTLKH
EHVRMVDPKKAQIRSQVMTHLRVIYERMNQSLSLYNVPAVAEEIQDEVDELLQK
EQNYSDDVLNMISEPRISYGNDALMPSLTETKTTVELLPVNGEFSLDDLQPWHSF
GADSV PANTENEVEPVDARPAADRGLTT



三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 APP 蛋白部分片段（18-652 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 10×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。APP

（AAA/AD1/PN2）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。