



重组 *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrioniscry3Aa* 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP06555

蛋白名称: cry3Aa

别名: cry3Aa、bt13、cry3A、cryC、cryIIIa、cryIIIa(a)Pesticida

UniProt 编号: P0A379

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P0A379/entry>

种属来源: *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis* (*Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*)

表达系统: 大肠杆菌 (*E.coli*)

蛋白片段: 成熟蛋白全长 (58-644 位氨基酸)

分子量: 70.5kDa

蛋白标签: N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (58-644aa)

DSSTTKDVIQKGISVVGDLLGVVGFPPFGGALVSFYTNFLNTIWPSDPWKAFMEQV
EALMDQKIADYAKNKALAEQLQLQNNVEDYVSALSSWQKNPVSSRNPHSQGRIRE
LFSQAESHFRNSMPFSAISGYEVLFLTYYAQAANTHLFLLKDAQIYGEEWGYEKEDI
AEFYKRQLKLTQEYTDHCVKWYNVGLDKLRGSSYESWVNFNRYRREMTLTVLDLIA
LFPLYDVRLYPKEVKTELTRDVLTDPIVGVNNLRGYGTTFSNIENYIRKPHLFDYLRHRI
QFHTRFQPGYYGNDSFNYWSGNVYSTRPSIGSNDIITSPFYGNKSSEPQVQNLEFNG
EKVYRAVANTNLAVWPSAVYSGVTKVEFSQYNDQTDASTQTYDSKRNVGAVSW
DSIDQLPPETTTDEPLEKGYSHQLNYVMCFLMQGSRGTIPVLTWTHKSVDFNFMIDS
KKITQLPLVKAYKLQSGASVAGPRFTGGDIIQCTENGSAATYVTPDVSYSQKYRA
RIHYASTSQITFTLSLDGAPFNQYYFDKTINKGDTLTYNFSNLFASFSTPFELSGNNLQI
GVTGLSAGDKVYIDKIEFIPVN

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组 *Bacillus thuringiensis* subsp.

tenebrioniscry3Aa 蛋白成熟蛋白全长（58-644 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。*cry3Aa* (*cry3Aa/bt13/cry3A*) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。