

重组人 DFNA5 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06660

蛋白名称：Gasdermin E (DFNA5)

别名：gasdermin E

UniProt 编号：O60443

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O60443/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：全长 (1-496 位氨基酸)

分子量：57.3 kDa

蛋白标签：N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1-496aa)

MF AKATRNFLREVDADGD LIAVSNLNDS DKLQLLSLVTKKKRFWCWQRPKYQFLSL
TLGDVLIEDQFSPV VVESDFVKYEGKFANHVSGTLETALGKV KLN LGSSRVESQ
SSFGTLRKQEVDLQQLIRDSAERTINLRNPVLQQVLEGRNEVLCVLTQKITTMQKCVI
SEHMQVEEKCGGIVGIQTKTVQVSATEDGNVTKDSNVVLEIPAATTIAYGVIELYVKL
DQGFEFCLLRGKQGGFENKKRIDSVYLDPLVFREFAFIDMPDAAHGISSQDGPLSVL
KQATLLERNFHPFAELPEPQQTALS DIFQAVLFDD ELLMVLEPVCDDLVSGLSPTV
AVLGELKPRQQQDLVAFLQLVGCSLQGGCPGPEDAGSKQLFMTAYFLVSALAEMP
DSAAALLGTCKLQIIP TLCHLLRALSDDGVS DLEDPTLTPLK DTERFGIVQRLFASA
DISLERLKSSVKAVILKDSKVFP LLLCITLNLGLCALGREHS

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。



四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 DFNA5 蛋白全长（1-496 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。DFNA5（gasdermin E）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。