

重组人 COL3A1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06517

蛋白名称：Collagen, Fetal (COL3A1)

别名：EDS4A、EDSVASC、PMGEDSV、collagen, fetal、alpha1 (III) collagen、alpha-1 type III collagen、collagen alpha-1(III) chain

UniProt 编号：P02461

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02461/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (154-1221 位氨基酸)

分子量：97.1 kDa

蛋白标签：C 端 10×His 标签

二、氨基酸序列 (154-1221aa)

QYDSYDVKSGVAVGGLAGYPGPAGPPGPPGPPGTSGHPGSPGSPGYQGPPGEP
GQAGPSGPPGPPGAIGPSGPAGKDGESGRPGRPGERGLPGPPGIKGPAGIPGFP
GMKGHRGFDGRNGEKGETGAPGLKGENGLPGENGAPGPMGPRGAPGERGRPG
LPGAAGARGNDGARGSDGQPGPPGPPGTAGFPGSPGAKGEVGPAGSPGSNGAP
GQRGEPGPQGHAGAQQPPGPPGINGSPGGKGEMGPAGIPGAPGLMGARGPPGP
AGANGAPGLRGGAGEPGKNGAKGEPGPRGERGEAGIPGVPGAKEGDKDGSPG
EPGANGLPGAAGERGAPGFRGPAGPNGIPGEKGPAGERGAPGPAGPRGAAGEP
GRDGVPGGPGMRGMPGSPGGPGSDGKPGPPGSQGSGRPGPPGPSGPRGQP
GVMGFPGPKGNDGAPGKNGERGGPGGPGPQGPNGKGETGPQGPPTGPGG
DKGDTGPPGPQGLQGLPGTGGPPGENGKPGEPGPKGDAGAPGAGGKGDAGAP
GERGPPGLAGAPGLRGGAGPPGPEGGKGAAGPPGPPGAAGTPGLQGMPPERGG
LGSPGPKGDKGEPGGPGADGVPGKDGPRGPTGPIGPPGPAGQPGDKGEGGAPG
LPGIAGPRGSPGERGETGPPGPAGFPAGPQNGEPGGKGERGAPGEKGEAGPP
GVAGPPGSGSPAGPPGPQGVKGERGSPGGPGAAGFPGARGLPGPPGSNGNPGP
PGPSGSPGKDGPPGPAGNTGAPGSPGVSGPKGDAGQPGEKGSPPGAQGPAGP
PLGIAGITGARGLAGPPGMPGPRGSPGPQGVKGESGKPGANGLSGERGPPGPQG



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

LPGLAGTAGEPGRDGNPGSDGLPGRDGSPGGKGDRGENGSPGAPGAPGHPGPP
GPVGPAGKSGDRGESGPAGPAGAPGPAGSRGAPGPQGPRGDKGETGERGAAGI
KGHRGFPGNPGAPGSPGPAGQQGAIGSPGPAGPRGPVGPSPGPPGKDGTSGHPG
PIGPPGPRGNRGERGSEGSPGHPGQPGPPGPPGAPGPCCGGVGAAAIAGIGGEK
AGGFAPYYG

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 COL3A1 蛋白成熟蛋白全长（154-1221 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 10×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。COL3A1（EDS4A/EDSVASC/PMGEDSV）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。