

# 重组人 C2orf69 蛋白产品说明书

## 一、产品基础信息

货号：REP06301

蛋白名称：Upf0565 Protein C2Orf69 (C2orf69)

别名：UPF0565 protein C2orf69、mitochondrial protein C2orf69、chromosome 2 open reading frame 69

UniProt 编号：Q8N8R5

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N8R5/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (25-385 位氨基酸)

分子量：46.8 kDa

蛋白标签：N 端 6×His 标签

## 二、氨基酸序列 (25-385aa)

SSCSQARTMNPGGSGGARCSLSAEVRRRQCLQLSTVPGADPQRSNELLLLAAAGE  
GLERQDLPGDPAKEEPQPPQHHVLYFPGDVQNYHEIMTRHPENYQWENWSLEN  
VATILAHFRFPNSYIWVIKCSRMHLHKFSCYDNFVKS NMFGAPEHNTDFGAFKHYLM  
LLVNAFNLSQNSLSKKSLNVWNKDSIASNCRSSPSHTTNGCQGEKVRTCEKSDESA  
MSFYPPSLNDASFTLIGFSKGCVVNLQLLFELKEAKKDKNIDAFIKSIRTMYWLDGGH  
SGGSNTWVTYPEVLKEFAQTGIIVHTHVTPYQVRDPMRSWIGKEHKKFVQILGDLG  
MQVTSQIHFTKEAPSIENHFRVHEVF

## 三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6% 海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。



## 四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

## 五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 C2orf69 蛋白成熟蛋白全长（25-385 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。C2orf69 (UPF0565 protein C2orf69/mitochondrial protein C2orf69/chromosome 2 open reading frame 69) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

## 六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。