



重组 strain K12RPSA 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08130

蛋白名称：Ribosomal Protein Sa (RPSA)

别名：SA、LBP、LRP、p40、uS2、67LR、ICAS、lamR、37LRP、LAMBR、LAMR1、LRP/LR、LBP/p40、NEM/1CHD4、ribosomal protein SA、37 kDa laminin receptor、67 kDa laminin receptor、40S ribosomal protein SA、37/67 kDa laminin receptor、sm...

UniProt 编号：P08865

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08865/entry>

种属来源：strain K12 (Escherichia coli)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：全长 (1-557 位氨基酸)

分子量：68.1 kDa

蛋白标签：C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1-557aa)

MTESFAQLFEESLKEIETRPGSIVRGVVVAIDKDVVLVDAGLKSESAIPAEQFKNAQG
ELEIQVGDEVDVALDAVEDGFGGETLLSREKAKRHEAWITLEKAYEDAETVTGVINGK
VKGGFTVELNGIRAFPLPGSLVDVRPVRDTHLEGKELEFKVIKLDQKRNNVVVSRRA
VIESENSAERDQLLENLQEGMEVKGIVKNLTDYGAFVDLGGVDGLLHITDMAWKRV
KHPSEIVNVGDEITVKVLKFDRETRVSLGLKQLGEDPWVAIAKRYPEGTKLTGRVT
NLTDYGCFFEIEEGVEGLVHVSEMDWTNKNIHPSKVNVGDVVEVMVLIDEERRR
ISLGLKQCKANPWQQFAETHNKGDRVEGKIKSITDFGIFIGLDGGIDGLVHLSDISWN
VAGEEAVREYKKGDEIAAVVLQVDAERERISLGVKQLAEDPFNNWVALNKKGAIVT
GKVTAVDAGKATVELADGVEGYLRASEASRDRVEDATLVLSVGDEVEAKFTGVDR
KNRAISLSVRAKDEADEKDAIATVNKQEDANFSNNAMAEAFKAAKGE



三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组 strain K12RPSA 蛋白全长（1-557 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。RPSA

（SA/LBP/LRP）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。