

重组人 PRSS50 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP07917

蛋白名称：Serine Protease 50 (PRSS50)

别名：CT20、TSP50、serine protease 50、protease, serine 50、cancer/testis antigen 20、testes-specific protease 50、testicular tissue protein Li 210、probable threonine protease PRSS50、testis-specific protease-like...

UniProt 编号：Q9UI38

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UI38/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (40-385 位氨基酸)

分子量：45.8 kDa

蛋白标签：C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (40-385aa)

AGEAPGALSTADPADQSVQCVPKATCPSSRPRLWQTPTTQTL PSTTMETQFPVS
EGKVDPIYRSCGFSYEQDPTLRDPEAVARRWPWMVSVRANGTHICAGTIIASQWVL
TVAHCLIWDRDVIYSVRVGSPWIDQMTQTASDVPLQVIMHSRYRAQRFWSWVGQA
NDIGLLKLKQELKYSNYVRPICLP GTDYVLKDH SRCTVTGWGLSKADGMWPQFRTI
QEKEVILNNKECDNFYHNFTKIPTLVQIIKSQMMCAEDTHREKFCYELTGEPLVCSM
EGTWYLVGLVSWGAGCQKSEAPPIYLQVSSYQHWIWDCLNGQALALPAPSRTLLL
ALPLPLSLLAAL

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。



四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 PRSS50 蛋白成熟蛋白全长（40-385 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。PRSS50

（CT20/TSP50/serine protease 50）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。