



重组果蝇 UBC6 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08582

蛋白名称：Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2 6 (Ec 2.3.2.23) (E2 Ubiquitin-Conjugating Enzyme 6) (Ubiquitin Carri (UBC6)

别名：Ubiquitin-conjugating enzyme E2 6 (EC 2.3.2.23) (E2 ubiquitin-conjugating enzyme 6) (Ubiquitin carri

UniProt 编号：P33296

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P33296/entry>

种属来源：果蝇 (Drosophila melanogaster)

表达系统：酵母 (Yeast)

蛋白片段：全长 (1-151 位氨基酸)

分子量：19.2kDa

蛋白标签：N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1-151aa)

MSTPARRRLMRDFKRLQEDPPTGVSGAPTDNNIMIWNNAVIFGPHDTPFEDGTFKLT
EFTEEYPNKPPTVRFVSKVFHPNVYADGGICLDILQNRWSPTYDVSAILTSIQSLLSD
PNPNSPANSTAAQLYKENRREYEKRVKACVEQSFID

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白

五、产品简介

本产品为酵母表达系统制备的重组果蝇 UBC6 蛋白全长（1-151 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。UBC6（Ubiquitin-conjugating enzyme E2 6 (EC 2.3.2.23) (E2 ubiquitin-conjugating enzyme 6) (Ubiquitin carrier) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。