

重组人 GFER 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP06967

蛋白名称: Erv1 Homolog (GFER)

别名: ALR、HPO、HSS、ERV1、HPO1、HPO2、HERV1、MMCHD、MPMCD、ERV1 homolog、hepatopoietin protein、erv1-like growth factor、FAD-linked sulfhydryl oxidase ALR、hepatic regenerative stimulation substance、growth factor, augm...

UniProt 编号: P55789

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P55789/entry>

种属来源: 人 (Homo sapiens)

表达系统: 大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段: 全长 (1-205 位氨基酸)

分子量: 30.4 kDa

蛋白标签: C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1-205aa)

MAAPGERGRFHGGNLFPLPGGARSEMDDLATDARGRGAGRRDAAASASTPAQA
PTSDSPVAEDASRRRPCRACVDFKTWMRTQQKRDTKFREDCPPDREELGRHWA
VLHTLAAYYPDLPTPEQQQDMAQFIHLFSKFYPCEECAEDLRKRLCRNHPDTRTRA
CFTQWLCHLHNEVNRKLGKPDFDCSKVDERWRDGDGKDGSCD

三、缓冲液体系

液体剂型: 基于 Tris/PBS 缓冲体系, 含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含量, 下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型: 冻干前缓冲液为含 6% 海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 GFER 蛋白全长（1-205 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。GFER（ALR/HPO/HSS）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。