

重组人 CXCR4 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06602

蛋白名称：Cd184 Antigen (CXCR4)

别名：FB22、HM89、LCR1、NPYR、WHIM、CD184、LESTR、NPY3R、NPYRL、WHIMS、fusin、HSY3RR、NPYY3R、WHIMS1、D2S201E、CD184 antigen、SDF-1 receptor、neuropeptide Y3 receptor、neuropeptide Y receptor Y3、stromal cell-derived factor 1...

UniProt 编号：P61073

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P61073/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：异构体 2 部分片段 (303-352 位氨基酸)

分子量：25.2kDa

蛋白标签：N 端 10×His-SUMO 标签、C 端 Myc 标签

二、氨基酸序列 (303-352aa)

PILYAFLGAKFKTSAQHALTSVSRGSSSLKILSKGKRGGHSSVSTESESSS

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。



五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 CXCR4 蛋白异构体 2 部分片段（303-352 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His-SUMO 标签、C 端 Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。CXCR4（FB22/HM89/LCR1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。