



重组人 RIPK3 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08058

蛋白名称：Rip-Rip-Like Protein Kinase Receptor Interacting Protein Receptor Interacting Serine/Threonine Kinase Receptor-Interacting Serine/Threonine-Protein Kinase 3 (RIPK3)

别名：RIP-RIP-like protein kinase receptor interacting protein receptor interacting serine/threonine kinase receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3

UniProt 编号：Q9Y572

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y572/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：全长 (1-518 位氨基酸)

分子量：72.9kDa

蛋白标签：N 端 6×His-SUMO 标签

二、氨基酸序列 (1-518aa)

MSCVKLWPSGAPAPLVSI EELNQELVGKGGFGTVFRAQHRKWGYDVAVKIVNSK
AISREVKAMASLDNEFVLRLEGVIEKVNWDQDPKALVTKFMENGSLSGLLQSQCP
RPWPLLCRLLKEVVLGMFYLDQNPVLLHRDLKPSNVLLDPELHVKLADFGLSTFQ
GGSQSGTGSGEPPGTLGYLAPELFVNVNRKASTASDVYSFGILMWAVLAGREVEL
PTEPSLVYEAVCNQRNRP SLAELPQAGPETPGLEGLKELMQLCWSSEPKDRPSFQ
ECLPKTDEVFQMVENNMNA AVSTVKDFLSQLRSSNRRFSIPESGQGGTEMDGFRR
TIENQHSRNDVMVSEWLNKLNLEPPSSVPKKCPSLTKRSRAQEEQVPQAWTAGT
SSDSMAQPPQTPETSTFRNQMPSTSTGTPSPGPRGNQGAERQGMNWSCRTPE
PNPVTGRPLVNIYNC SGVQVGDNNYLTMQQTALPTWGLAPSGKGRGLQHPPPV
GSQEGPKDPEAWSRPQG WYNHSGK

三、缓冲液体系



液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 RIPK3 蛋白全长（1-518 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His-SUMO 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。RIPK3 (RIP-RIP-like protein kinase receptor interacting protein receptor interacting serine/threonine kinase receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 3) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。