

重组人 CD320 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06375

蛋白名称：8D6 Antigen (CD320)

别名：8D6、8D6A、TCBLR、TCN2R、TCII-sCD320、FDC-SM-8D6、8D6 antigen、CD320 antigen、soluble CD320、CD320 molecule、transcobalamin receptor、transcobalamin 2 receptor、FDC-signaling molecule 8D6

UniProt 编号：Q9NPF0

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NPF0/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：部分片段 (36-231 位氨基酸)

分子量：47.6 kDa

蛋白标签：N 端 GST 标签

二、氨基酸序列 (36-231aa)

SPLSTPTSAQAAGPSSGSCPPTKFQCRTSGLCVPLTWRCRDLDCSDGSDEEECR
IEPCTQKGQCPPPGLPCPCTGVSDCSGGTDKKLRNCSRLACLAGELRCTLSDDCI
PLTWRCDGHPDCPDSSDELGCGTNEILPEGDATTMGPPVTLESVTLRNATTMG
PVTLESVPSVGNATSSSAGDQSGSPTAYGV

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 CD320 蛋白部分片段（36-231 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 GST 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。CD320

（8D6/8D6A/TCBLR）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。