



重组人 RNF11 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08065

蛋白名称：Ring Finger Protein 11 (RNF11)

别名：CGI-123、SID1669、ring finger protein 11

UniProt 编号：Q9Y3C5

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y3C5/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：杆状病毒 (Baculovirus)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (2-154 位氨基酸)

分子量：19.3 kDa

蛋白标签：C 端 9xHis 标签

二、氨基酸序列 (2-154aa)

GNCLKSPTSDDISLLHESQSDRASFGEGTEPDQEPPPPYQEQVPVPVYHPTPSQT
RLATQLTEEEQIRIAQRIGLIQHLPKGVYDPGRDGSEKKIRECVICMMDFVYGDPIRF
LPCMHIYHLDCIDDWLMRSFTCPSCMEPVDAALLSSYETN

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris 缓冲体系，含 50%甘油。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

本产品为杆状病毒表达系统制备的重组人 RNF11 蛋白成熟蛋白全长（2-154 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 9xHis 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。RNF11（CGI-123/SID1669/ring finger protein 11）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白相互作用、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。