



重组人 REG3A 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08029

蛋白名称：Reg Iii-Alpha (REG3A)

别名：HIP、PAP、PAP1、REG3、INGAP、PAP-PBCGF、HIP/PAP、REG-III、REG-3-alpha、reg III-alpha、PAP homologous protein、human proislet peptide、proliferation-inducing protein 42、hepatocarcinoma-intestine-pancreas、pancreati...

UniProt 编号：Q06141

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q06141/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (27-175 位氨基酸)

分子量：43.6kDa

蛋白标签：N 端 GST 标签

二、氨基酸序列 (27-175aa)

EEPQRELPSARIRCPKGSKAYGSHCYALFLSPKSWTDADLACQKRPSGNLVSVLSG
AEGSFVSSLVKSIGNSYVWIGLHDPTQGTEPNGEWSSSDVMNYFAWERN
PSTISSPGHCASLSRSTAFLRWKDYNVRLPYVCKFTD

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 REG3A 蛋白成熟蛋白全长（27-175 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 GST 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。REG3A（HIP/PAP/PAP1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。