

重组人 DLAT 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06678

蛋白名称：M2 Antigen Complex 70 Kda Subunit (DLAT)

别名：E2、PBC、DLTA、PDCE2、PDC-E2、M2 antigen complex 70 kDa subunit、dihydrolipoamide S-acetyltransferase、pyruvate dehydrogenase complex component E2、E2 component of pyruvate dehydrogenase complex

UniProt 编号：P10515

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P10515/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：部分片段 (93-640 位氨基酸)

分子量：62.2kDa

蛋白标签：N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (93-640aa)

KVPLPSLSPTMQAGTIARWEKKEGDKINEGDLIAEVETDKATVGFESLEECYMAKIL
VAEGTRDVPIGAIIICITVGKPEDIEAFKNYTLDSAAPTPQAAPAPTPAATASPPTPSA
QAPGSSYPHMQVLLPALSPMTMTGTVQRWEKKVGEKLSEGDLLAEIETDKATIGF
EVQEEGYLAKILVPEGTRDVPPLGTPLCIIVEKEADISAFADYRPTVTDLKPQVPPPT
PPPVAAVPPTPQPLAPTPSAPCPATPAGPKGRVFSPLAKKLAVEKGIDLTQVKGT
GPDGRITKKDIDSFVPSKVAPAPAAVPPPTGPGMAPVPTGVFTDIPISNIRRVIAQRL
MQSKQTIPHYLSIDVNMGEVLLVRKELNKILEGRSKISVNDFFIKASALACLKVPEAN
SSWMDTVIRQNHVVDVSVAVSTPAGLITPIVFNAHIKGVETIANDVVS LATKAREGKL
QPHEFQGGTFTISNLGMFGIKNFSAIINPPQACILAIGASEDKLVPADNEKGFDVASM
MSVTLSCDHRVVDGAVGAQWLAEFRKYLE

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含



量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 DLAT 蛋白部分片段（93-640 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。DLAT（E2/PBC/DLTA）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。