



重组小鼠 QPCT 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP07980

蛋白名称：Glutamyl Cyclase (QPCT)

别名：EC、QC、GCT、sQC、glutamyl cyclase、glutaminyl cyclase、glutaminyl-tRNA cyclotransferase、glutaminyl-peptide cyclotransferase

UniProt 编号：Q16769

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q16769/entry>

种属来源：小鼠 (Mus musculus)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (36-362 位氨基酸)

分子量：41.6kDa

蛋白标签：N 端 6×His-Myc 标签

二、氨基酸序列 (36-362aa)

AWTQEKNHHQPAHLNSSSLQQVAEGTSISEMWQNDLRPLLIERYPGSPGSYSARQ
HIMQRIQRLQAEWVVEVDFTLSRTPYGYRSFSNIISTLNPEAKRHLVLACHYDSKYF
PRWDSRVFVGATDSAVPCAMMLELARALDKKLHSLKDVSGSKPDLRLIFFDGEE
AFHHWSPQDSLYGSRHLAQKMASSPHPPGSRGTNQLDGMDDLVLDDLIGAANPTF
PNFFPKTTRWFNRLQAIEKELYELGLLDHSLERKYFQNFYGNIIQDDHIPFLRKGV
PVLHLIASPFPEVWHTMDDNEENLHASTIDNLNKIIQVFVLEYLHL

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组小鼠 QPCT 蛋白成熟蛋白全长（36-362 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His-Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。QPCT（EC/QC/GCT）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。