



重组人 CENPF 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06431

蛋白名称：Ah Antigen (CENPF)

别名：CENF、hcp-CILD31、STROMS、PRO1779、mitosin、AH antigen、centromere protein kinetochore protein CENPF、CENP-F kinetochore protein、centromere protein F, 350/400kDa、cell-cycle-dependent 350K nuclear protein

UniProt 编号：P49454

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P49454/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：杆状病毒 (Baculovirus)

蛋白片段：部分片段 (1759-2093 位氨基酸)

分子量：82.2 kDa

蛋白标签：N 端 MBP 标签、C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1759-2093aa)

AIQGRNESCDISKEHTSETTERTPKHDVHQICDKDAQQDLNLDIEKITETGAVKPTGE
CSGEQSPDTNYEPPGEDKTQGSSECISELSFSGPNALVPMDFLGNQEDIHNLQLRV
KETSNNLRLHLHVEDRDRKVESLLNEMKELDSKLHLQEVQLMTKIEACIELEKIVGE
LKKENSDDLSEKLEYFSCDHQELLQRVETSEGLNSDLEMHADKSSREDIGDNVAKVN
DSWKERFLDVENELSRIRSEKASIEHEALYLEADLEVQTEKLCLEKDNENKQKVIV
CLEEELSVVTSEARNQLRGELDTMSKTTALDQLSEKMKEKTQELESHQSE

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris 缓冲体系，含 50%甘油。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为杆状病毒表达系统制备的重组人 CENPF 蛋白部分片段（1759-2093 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 MBP 标签、C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。

CENPF（CENF/hcp-CILD31/STROMS）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。