



重组人 TPM3 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08531

蛋白名称：Ok/Sw-Cl.Tropomyosin Tropomyosin-Tropomyosin 3 Nu (TPM3)

别名：TM3、TM5、TRK、CFTD、NEM1、TM-TM30、CAPM1、CMYO4A、CMYO4B、CMYP4A、CMYP4B、TM30nm、TPM3nu、TPMsk3、hscp30、HEL-189、HEL-S-82p、OK/SW-cl.tropomyosin tropomyosin-tropomyosin 3 nu、tropomyosin gamma、tropomyosin alpha-3 ch...

UniProt 编号：P06753

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P06753/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (2-285 位氨基酸)

分子量：59.8kDa

蛋白标签：N 端 GST 标签

二、氨基酸序列 (2-285aa)

MEAIKKKMQMLKLDKENALDRAEQAEAEQKQAEERSKQLEDELAAMQKKLKGTEDELDKYSEALKDAQEKLELAEKKAADAEVASLNRRIQLVEEELDRAQERLATALQKLEEAEKAADESERGMKVIENRALKDEEKMEQLQEIKLKEAKHIAEEADRKYEEVARKLVIIEGDLERTEERAELAESKCSLEEEELKNVTNNLKSLEAQAEKYSQKEDKYEEEIKILTDLKLEAETRAEFAERSVAKLEKTIDDELYAQKLKYKAISEELDHALNDMTSI

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris 缓冲体系，含 50%甘油。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 TPM3 蛋白成熟蛋白全长（2-285 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 GST 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。TPM3

（TM3/TM5/TRK）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。