

重组牛 SV2A 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08383

蛋白名称：Synaptic Vesicle Glycoprotein 2A (SV2A)

别名：SV2、DEE113、SLC22B1、synaptic vesicle glycoprotein 2A、solute carrier family 22 member B1

UniProt 编号：Q7L0J3

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q7L0J3/entry>

种属来源：牛 (Bos taurus)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：部分片段 (1-169 位氨基酸)

分子量：22.8kDa

蛋白标签：N 端 10×His 标签、C 端 Myc 标签

二、氨基酸序列 (1-169aa)

MEEGFRDRAAFIRGAKDIAKEVKKHATKKVVKGLDRVQDEYSRRSYSRFEEEDDDD
DFPAPADGYRGEQAQDEEEGGASSDATEGHDEDEIYEGEYQGIPRAESGGKG
ERMADGAPLAGVRGGLGDGEGPPGGRGEAQRKEREELAQQYEAILRECGHGRF
QWTLY

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris 缓冲体系，含 50%甘油。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。



五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组牛 SV2A 蛋白部分片段（1-169 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His 标签、C 端 Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。SV2A（SV2/DEE113/SLC22B1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。