



重组 *Trypanosoma cruzi*TPR 蛋白 产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08535

蛋白名称：Nucleoprotein Tpr (TPR)

别名：megator、nucleoprotein TPR、tumor potentiating region、NPC-associated intranuclear protein、translocated promoter region protein、nuclear pore complex-associated protein TPR

UniProt 编号：P12270

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P12270/entry>

种属来源：*Trypanosoma cruzi* (*Trypanosoma cruzi*)

表达系统：酵母 (Yeast)

蛋白片段：全长 (1-492 位氨基酸)

分子量：55.9kDa

蛋白标签：N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1-492aa)

MMSKIFDLVVIGAGSGGLEAAWNAATLYKKRVAVIDVQMVHGPFFFSALGGTCVNV
GCVPKKLMVTGAQYMEHLRESAGFGWEFDRTTLRAEWKKLIQVDEAVLNINKSYE
EMFRDTEGLEFFLGWGSLESKNVVNVRESADPASAVKERLETENILLASGSWPHM
PNIPGIEHCISSNEAFYLPPEPRRVLTVGGGFISVEFAGIFNAYKPKDGQVTLCYRGE
MILRGFDHTLREELTKQLTANGIQILTKEPNPAKVELNADGSKSVTFESGKKMDFDLV
MMAIGRSPRTKDLQLQAGVMIKNGGVQVDEYSRTNVSNIYAIGDVTNRVMLTPVAI
NEAAALVDTVFGTNPRKTDHTRVASAVFSIPPIGTCGLIEEVASKRYEVVAVYLSSFT
PLMHNISGSKYKTFVAKIITNHSDGTVLGVHLLGDNAPEIIQGVGICLKLNAKISDFYN
TIGVHPTSAEELCSMRTPSYYYVKGEKMEKPSEASL

三、缓冲液体系



液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为酵母表达系统制备的重组 Trypanosoma cruziTPR 蛋白全长（1-492 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。TPR

（megator/nucleoprotein TPR/tumor potentiating region）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。