



重组人 DDX5 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP06650

蛋白名称: Dead Box-Rna Helicase P68 (DDX5)

别名: p68、HLR1、G17P1、HUMP68、DEAD box-RNA helicase p68、putative ATP-dependent RNA helicase DDX5

UniProt 编号: P17844

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P17844/entry>

种属来源: 人 (Homo sapiens)

表达系统: 大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段: 全长 (1-614 位氨基酸)

分子量: 74.1 kDa

蛋白标签: N 端 10×His 标签、C 端 Myc 标签

二、氨基酸序列 (1-614aa)

MSGYSSDRDRGRDRGFGAPRFGGSRAGPLSGKKFGNPGEKLVKKKWNLDLPKF
EKNFYQEHPDLARRTAQEVETYSRKEITVRGHNCPPVLFNFYEANFPANVMDVIA
RQNFTEPTAIQAQGWVVALSGLDMVGVAQTGSGKTLSYLLPAIVHINHQPFLERGD
GPICLVLAPTRELAQQVQQVAAEYCRACRLKSTCIYGGAPKGPQIRDLERGVEICIAT
PGRLIDFLECGKTNLRRTTYLVLDEADRMLDMGFEPQIRKIVDQIRPDRQTLMWSAT
WPKEVRQLAEDFLKDYIHINIGALELSANHNILQIVDVCHDVEKDEKLIRLMEEIMSEK
ENKTIVFVETKRRCDELTRKMRRDGWPAMGIHGDKSQQERDWVLNEFKHKGKAPILI
ATDVASRGLDVEDVKFVINYDYPNSSEDIYHRIGRTARSTKTGTAYTFFTPNNIKQVS
DLISVLREANQAINPKLLQLVEDRGSGRSRGRGGMKDDRRDRYSAGKRGGFNTFR
DRENYDRGYSSLLKRDFGAKTQNGVYSAANYTNGSFGSNFVSAGIQTSFRTGNPT
GTQNGYDSTQQYGSNVPNMHNGMNQQAYAYPATAAAPMIGYPMPTGYSQ

三、缓冲液体系

液体剂型: 基于 Tris 缓冲体系, 含 50%甘油。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 DDX5 蛋白全长（1-614 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His 标签、C 端 Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。DDX5（p68/HLR1/G17P1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。