

重组小鼠 ARPC1B 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06172

蛋白名称：Arp2/3 Complex 41 Kda Subunit (ARPC1B)

别名：ARC41、IMD71、PLTEID、p40-ARC、p41-ARC、arp2/3 complex 41 kDa subunit、ARP2/3 protein complex subunit p41、actin related protein 2/3 complex subunit 1B、actin-related protein 2/3 complex subunit 1B

UniProt 编号：O15143

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O15143/entry>

种属来源：小鼠 (Mus musculus)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (2-372 位氨基酸)

分子量：47.8 kDa

蛋白标签：C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (2-372aa)

AYHSFLVEPISCHAWNKDRTQIAICPNNHEVHIYEKSGAKWNVHELKEHNGQVTGI
DWAPESNRIVTCGTDRNAYVWTLKGRTWKPTLVILRINRAARCVRWAPNENKFAV
GSGSRVISICYFEQENDWWVCKHIKKPIRSTVLSLDWHPNNVLLAAGSCDFKCRIFS
AYIKEVEERPAPTPWGSKMPFGELMFESSSSCGWVHGVCFSASGSRVAWVSHDS
TVCLVDADKKMAVATLASETLPLLAVTFITENSLVAAGHDCFPVLFTYDNAAVTLSFG
GRLDVPKQSSQRGMTARERFQNLDDKASSEGAATGAGLDSLHKNSVSQISVLSG
GKAKCSQFCTTGMDGGMSIWDVKSLESALKDLKIK

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。



四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组小鼠 ARPC1B 蛋白成熟蛋白全长（2-372 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。ARPC1B（ARC41/IMD71/PLTEID）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。