

重组人 FOXC1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06917

蛋白名称：Freac-Forkhead Box C1 (FOXC1)

别名：ARA、IGDA、IHG1、ASGD3、FKHL7、IRID1、RIEG3、FREAC3、FREAC-forkhead box C1、myeloid factor-delta、forkhead box C1 protein、forkhead box protein C1

UniProt 编号：Q12948

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q12948/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：全长 (1-553 位氨基酸)

分子量：62.8 kDa

蛋白标签：N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1-553aa)

MQARYSVSSPNSLGVVPYLGGEQSYRAAAAAAGGGYTAMPAPMSVYSHPAHAE
QYPGGMARAYGPYTPQPQPKDMVKPPYSYIALITMAIQNAPDKKITLNGIYQFIMDR
FPFYRDNKQGWQNSIRHNLSLNECFVKVPRDDKKPGKGSYWTLPDSYNMFENG
SFLRRRRRFRKKKDAVKDKKEKDRLHLKEPPPPGRQPPPAPPEQADGNAPGPQPPP
VRIQDIKTENGTCPSPQPPLSPAAALGSGSAAAVPKIESPDSSSSSLSSGSSPPGSL
PSARPLSLDGADSAPPPAPPSAPPPHHSQGFSVDNIMTSLRGSPQSAAAEELSSGLL
ASAAASSRAGIAPPLALGAYSPGQSSLYSSPCSQTSAGSSGGGGGGGAGAAGGA
GGAGTYHCNLQAMSLYAAGERGGHLQGAPGGAGGSAVDDPLPDYSLPPVTSSSS
SSLSHGGGGGGGGGGQEAGHHPAAHQGRLTSWYLNQAGGDLGHLASAAAAAAA
AGYPGQQQNFHVSREMFESQRIGLNNSPVNGNSSCQMAFPSSQSLYRTSGAFVY
DCSKF

三、缓冲液体系



液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 FOXC1 蛋白全长（1-553 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。FOXC1（ARA/IGDA/IHG1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。