



重组人 TIMM10 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP08453

蛋白名称: Translocase Of Inner Mitochondrial Membrane 10 (TIMM10)

别名: TIM10、TIM10A、TIMM10A、translocase of inner mitochondrial membrane 10

UniProt 编号: P62072

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P62072/entry>

种属来源: 人 (Homo sapiens)

表达系统: 大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段: 全长 (1-90 位氨基酸)

分子量: 17.2 kDa

蛋白标签: C 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (1-90aa)

MDPLRAQQLAAEELEVEMMADMYNRMTSACHRKCVPPHYKEAELSKGESVCLDRC
VSKYLDIHERMGKKLTLSMQDEELMKRVQQSSGPA

三、缓冲液体系

液体剂型: 基于 Tris/PBS 缓冲体系, 含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量, 下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型: 冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活, 建议分装保存, 按需取用。



五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 TIMM10 蛋白全长（1-90 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。TIMM10

（TIM10/TIM10A/TIMM10A）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。