



重组人 DCC 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06635

蛋白名称：Netrin Receptor Dcc (DCC)

别名：CRC18、CRCR1、MRMV1、HGPPS2、IGDCC1、NTN1R1、netrin receptor DCC、DCC netrin 1 receptor、colorectal cancer suppressor、tumor suppressor protein DCC、deleted in colorectal carcinoma、putative colorectal tumor sup...

UniProt 编号：P43146

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P43146/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：部分片段 (26-1097 位氨基酸)

分子量：145.8 kDa

蛋白标签：C 端 hFc1 标签

二、氨基酸序列 (26-1097aa)

HLQVTGFQIKAFTALRFLSEPSDAVTMRGGNVLLDCSAESDRGVVPVIKWKKGDIHLA
LGMDERKQQLSNGSLLIQNILHSRHHKPDEGLYQCEASLGDSGSIISRTAKVAVAGP
LRFLSQTESVTAFMGDTVLLKCEVIGEMPMTIHWQKNQQDLTPIPGDSRVVVLPSGA
LQISRLQPGDIGIYRCSARNPASSRTGNEAEVRILSDPGLHRQLYFLQRPSNVVAIEG
KDAVLECCVSGYPPPSFTWLRGEEVIQLRSKKYSLLGGSNLLISNVTDDDSGMYTC
VVTYKNENISASAELTVLVPPWFLNHPSNLYAYESMDIEFFECTVSGKPVPTVNWMK
NGDVVIPSDYFQIVGGSNLRILGVVKSDEGFYQCVAENEAGNAQTSAQLIVPKPAIP
SSSVLPAPRDVVPVLVSSRFVRLSWRPPAEAKGNIQTFTVFFSREGDNRERALNT
TQPGSLQLTVGNLKPEAMYTFRVVAYNEWGPGESSQPIKVATQPELQVPGPVENL
QAVSTSPTSILITWEPPAYANGPVQGYRLFCTEVSTGKEQNIEVDGLSYKLEGLKKF
TEYSLRFLAYNRYGPGVSTDDITVVTLSDVPSAPPQNVSLVVNSRSIKVSWLPPPS
GTQNGFITGYKIRHRKTTRRGEMETLEPNNLWYLFTGLEKGSQYSFQVSAMTVNGT
GPPSNWYTAETPENDLDESQVPDQPSSLHVRPQTNCIIMSWTPPLNPNIIVRGYIIG
YGVGSPYAETVRVDSKQRYYSIERLESSSHYVISLKAFNNAGEGVPLYESATTRSIT



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

DPTDPVDYYPLLDDFPTSVPLSTPMLPPVGVAVALTHDAVRVSWADNSVPKNQ
KTSEVRLYTVRWRTSFSASAKYKSEDTTSLSYTATGLKPNTMYEFSVMVTKNRRSS
TWSMTAHATTYEAAPTSAKDLTVITREGKPRAVIVSWQPPLEANGKITAYILFYTL
KNIPIDDWIMETISGDRDLTHQIMDLNLDTMYFRIQARNKSGVGPLSDPILFRTLKVE
HPDKMANDQGRHGDGGYWPVDTNLIDRSTLNEPPIGQMHPHGSVTPQKNSN

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 DCC 蛋白部分片段（26-1097 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 hFc1 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。DCC

（CRC18/CRCR1/MRMV1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。