

重组人 SUPT16H 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP08382

蛋白名称: Fact 140 Kda Subunit (SUPT16H)

别名: CDC68、SPT16、hSPT16、NEDDFAC、FACTP140、SPT16/CDC68、FACT 140 kDa subunit、FACT complex subunit SPT16、suppressor of Ty 16 homolog、facilitates chromatin remodeling 140 kDa subunit

UniProt 编号: Q9Y5B9

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y5B9/entry>

种属来源: 人 (Homo sapiens)

表达系统: 酵母 (Yeast)

蛋白片段: 部分片段 (2-501)

分子量:

蛋白标签: 标签类型将在生产过程中确定。如需指定标签类型, 请告知我们, 我们将优先开发指定标签。

二、氨基酸序列 (2-501)

AVTLDKDAYYRRVKRLYSNWRKGEDEYANVDAIVSVGVDEEIVYAKSTALQTWLF
GYELTDTIMVFCDDKIIFMASKKKVEFLKQIANTKGNENANGAPAITLLIREKNESNKS
SFDKMIEAIKESKNGKKIGVFSKDKFPGEFMKSWNDCLNKEGFDKIDISAVVAYTIAV
KEDGELNLMKKAASITSEVFNKFFKERVMEIVDADEKVRHSLAESVEKAIEEKKYLA
GADPSTVEMCYPPIIQSGGNYNLKFSVSDKNHMHFGAITCAMGIRFKSYCSNLVR
TLMVDPSQEVQENYNFLLQLQEELLKELRHGVKICDVYNAVMDVVKKQKPELLNKIT
KNLGFSGMGIEFREGSLVINSKNQYKLKKG MVFSINLGFSDLTNKEGKKPEEKTYALFI
GDTVLVDEDDGPATVLT SVKKKVKNVGIFLKNEDEEEEEEEKDEAEDLLGRGSRAALL
TERTRNEMTAEKRRAHQKELAAQLNEEAKRRLTEQKGEQQ

三、缓冲液体系

液体剂型: 基于 Tris/PBS 缓冲体系, 含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含



量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为酵母表达系统制备的重组人 SUPT16H 蛋白部分片段（2-501）。蛋白携带标签类型将在生产过程中确定。如需指定标签类型，请告知我们，我们将优先开发指定标签。，便于蛋白纯化、检测与鉴定。SUPT16H（CDC68/SPT16/hSPT16）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。