



重组人 TGM2 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08439

蛋白名称：Tgase Tgase Tgase-Tgase li (TGM2)

别名：TGC、tTG、G(h)、hTG2、TG(C)、tTgase、TGase TGase TGase-TGase II、hhG alpha(h)、heart G alpha(h)、isopeptidase TGM2、protein G alpha(h)、tissue transglutaminase、erythrocyte transglutaminase、protein-glutamine deam...

UniProt 编号：P21980

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P21980/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：异构体 2 部分片段 (4-544 位氨基酸)

分子量：76.9kDa

蛋白标签：N 端 6×His-SUMO 标签

二、氨基酸序列 (4-544aa)

ELVLERCDLELETNGRDHHTADLCREKLVVRRGQPFWLTLHFEGRNYESVDSLTF
SVVTGPAPSQEAGTKARFPLRDAVEEGDWTATVVDQQDCTLSQLTTAPANAPIGLY
RLSLEASTGYQGSSFVLGHFILLFNAWCPADAVYLDSEEERQEYVLTQQGFIYQGS
AKFIKNIPWNFGQFEDGILDICLILLDVNPKFLKNAGRDCSRRSSPVYVGRVVS
GMVNCNDDQGVLLGRWDNNYGDGVSPMSWIGSVSDILRRWKNHGCQRVKYGQCWVFA
AVACTVLRCLGIPTRVVTNYSNHAHQNSNLLIEYFRNEFGIEIQGDKSEMIWNFHCW
VESWMTRPDLQPGYEGWQALDPTPQEKSEGTYCCGPVPVRAIKEGDLSTKYDAPF
VFAEVNADVVDWIQQDDGSVHKSINRSLIVGLKISTKSVGRDEREDITHYKYPEGS
SEEREAFTRANHLNKLAEKEETGMAMRIRVGQSMNMGSDFDVFAHITNNTAEYV
CRLLLCARTVSYNGILGPECGTKYLLNLEPFSGKALCS

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含



量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 TGM2 蛋白异构体 2 部分片段（4-544 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His-SUMO 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。TGM2（TGC/tTG/G(h)）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。