



# 重组小鼠 CRY2 蛋白产品说明书

## 一、产品基础信息

货号：REP06554

蛋白名称：Cryptochrome-Growth-Inhibiting Protein 37 (CRY2)

别名：HCRY2、PHLL2、cryptochrome-growth-inhibiting protein 37、cryptochrome circadian regulator 2

UniProt 编号：Q49AN0

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q49AN0/entry>

种属来源：小鼠 (Mus musculus)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：全长 (1-592 位氨基酸)

分子量：74.3 kDa

蛋白标签：N 端 10×His 标签、C 端 Myc 标签

## 二、氨基酸序列 (1-592aa)

MAAAVVAATVPAQSMGADGASSVHWFRKGLRLHDNPALLAAVRGARCVRVCVYIL  
DPWFAASSSVGINRWRFLLSLEDLDTSLRKLNSRLFVVRGQPADVFPRLFKEWG  
VTRLTFEYDSEPFGERDAAIMKMAKEAGVEVVTENSHTLYDLDRIELNGQKPPLT  
YKRFQALISRMELPKKPAVAVSSQQMESCR AEIQENHDDTYGVPSLEELGFPTEGL  
GPAVWQGGETEALARLDKHLERKAWVANYERPRMNANSLLASPTGLSPYLRFGCL  
SCRLFYYRLWDLYKKVKRNSTPPLSLFGQLLWREFFYTAATNNPRFDRMEGNPICI  
QIPWDRNPEALAKWAEGKTGFPWIDAIMTQLRQEGWIIHLARHAVACFLTRGDLW  
VSWESGVRVFDLDDADFSVNAGSWMWLSCSAFFQQFFHCYCPVGFGRRTPS  
GDYIRRYLPKLKGFPSPRYIYEPWNAPEVQKAAKCIIGVDYPRPIVNHAEISRNIER  
MKQIYQQLSRYRGLCLLASVPSCVEDLSHPVAEPGSSQAGSISNTGPRALSSGPAS  
PKRKLEAAEPPGEELTKRARVTEMPTQEPASKDS

## 三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含



量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

## 四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

## 五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组小鼠 CRY2 蛋白全长（1-592 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His 标签、C 端 Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。CRY2（HCRY2/PHLL2/cryptochrome-growth-inhibiting protein 37）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

## 六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。