



重组人 UMPS 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08603

蛋白名称：Ump Synthase (UMPS)

别名：ODC、OPRT、OPRTase、OMPdecase、UMP synthase、uridine monophosphate synthetase、orotate phosphoribosyltransferase、uridine 5'-monophosphate synthase、orotidine 5'-phosphate decarboxylase

UniProt 编号：P11172

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P11172/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：酵母 (Yeast)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (2-480)

分子量：

蛋白标签：标签类型将在生产过程中确定。如需指定标签类型，请告知我们，我们将优先开发指定标签。

二、氨基酸序列 (2-480)

AVARAALGPLVTGLYDVQAFKFGDFVLKSGLSPIYIDLRGIVSRPRLLSQVADILFQ
TAQNAGISFDTVCGVPYTALPLATVICSTNQIPMLIRRKETKDYGTKRLVEGTINPGE
TCLIIEDVVTSGSSVLETVEVLQKEGLKVTDIAVLLDREQGGKDKLQAHGIRLHSVCT
LSKMLEILEQQKKVDAETVGRVKRFIQENVFVAANHNGSPLSIKEAPKELSFGARAE
LPRIHPVASKLLRLMQKKETNLCLADVSLARELLQLADALGPSICMLKTHVDILNDF
TLDVMKELITLAKCHEFLIFEDRKFAIDGNTVKKQYEGGIFKIASWADLVNAHVVPGS
GVVKGLQEVLPLHRGCLLIAEMSSTGSLATGDYTRAAVRMAEEHSEFVVGFIGS
RVSMKPEFLHLTPGVQLEAGGDNLGQQYNPQEVIGKRGSDIIIVGRGIISAADRLEA
AEMYRKAWEAYLSRLGV

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含



量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为酵母表达系统制备的重组人 UMPS 蛋白成熟蛋白全长（2-480）。蛋白携带标签类型将在生产过程中确定。如需指定标签类型，请告知我们，我们将优先开发指定标签。，便于蛋白纯化、检测与鉴定。UMPS（ODC/OPRT/OPRTase）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。