

重组牛 S100A9 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08150

蛋白名称：Calgranulin Protein S100-A9 (S100A9)

别名：MIF、NIF、P14、CAGB、CFAG、CGLB、L1AG、LIAG、MRP14、60B8AG、MAC387、MRP-14、S100-A9、calgranulin protein S100-A9、calprotectin L1H subunit、S100 calcium binding protein A9、leukocyte L1 complex heavy chain、migration ...

UniProt 编号：P06702

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P06702/entry>

种属来源：牛 (Bos taurus)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (2-156 位氨基酸)

分子量：34.5 kDa

蛋白标签：N 端 6×His-SUMO 标签、C 端 Myc 标签

二、氨基酸序列 (2-156aa)

EDKMSQMESSIETIINIFHQYSVRLGHYDTLIQKEFKQLVQKELPNFLKKQKKNEAAI
NEIMEDLDTNVDKQLSFEEFIMLVARLTVASHEEMHNTAPPGQGHRHGPYGKGG
SGSCSGQGSPDQGSHDLGSHGHGHGSHGSHGGHGHSHGSHGHSH

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris 缓冲体系，含 50%甘油。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白



变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组牛 S100A9 蛋白成熟蛋白全长（2-156 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His-SUMO 标签、C 端 Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。S100A9（MIF/NIF/P14）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。