



重组人 EGFR 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP06753

蛋白名称: Cell Growth Inhibiting Protein 40 (EGFR)

别名: ERBB、ERRP、HER1、mENA、ERBB1、NNCIS、PIG61、NISBD2、cell growth inhibiting protein 40

UniProt 编号: P00533

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/P00533/entry>

种属来源: 人 (Homo sapiens)

表达系统: 大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段: 部分片段 (669-684 位氨基酸)

分子量: 22.2 kDa

蛋白标签: N 端 10×His-SUMO 标签、C 端 Myc 标签

二、氨基酸序列 (669-684aa)

RRRHIVRKRTLRLLLQ

三、缓冲液体系

液体剂型: 基于 Tris 缓冲体系, 含 50%甘油。

冻干粉剂型: 冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活, 建议分装保存, 按需取用。

五、产品简介



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 EGFR 蛋白部分片段（669-684 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His-SUMO 标签、C 端 Myc 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。EGFR（ERBB/ERRP/HER1）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。