

重组人 TGFB β 3 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08436

蛋白名称：Betaglycan Proteoglycan (TGFB β 3)

别名：BGCAN、TGFR-betaglycan、betaglycan proteoglycan、TGF-beta receptor type TGF-beta receptor type III、transforming growth factor beta receptor type 3

UniProt 编号：Q03167

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q03167/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：酵母 (Yeast)

蛋白片段：部分片段 (21-787)

分子量：

蛋白标签：标签类型将在生产过程中确定。如需指定标签类型，请告知我们，我们将优先开发指定标签。

二、氨基酸序列 (21-787)

GPEPGALCELSPVSASHPVQALMESFTVLSGCASRGTTGLPQEVHVLNLRTAGQG
PGQLQREVTLHLNPISSVHIHHSVVFLNNSPHPLVWHLKTERLATGVSRLFLVSEG
SVVQFSSANFSLTAETEERNFPHGNEHLLNWARKEYGAVTSFTELKIARNIYIKVGE
DQVFPPKCNIGKNFLSLNYLAEYLQPKAAEGCVMSSQPQNEEVHIIELITPNSNPYS
AFQVDITIDIRPSQEDLEVVKNLILILKCKKSVNWWIKSFDVKGSLKIIAPNSIGFGKESE
RSMTMTKSIRDDIPSTQGNLVKWALDNGYSPITSYTMAPVANRFHLRLENNAEEMG
DEEVHTIPPELRILLDPGALPALQNPPIRGGEGQNGGLPFPFPDISRRVWNEEGEDG
LPRPKDPVIPSILFPLREPEEVQGSVDIALSVKCDNEKMIVAVEKDSFQASGYSG
MDVTLLDPTCKAKMNGTHFVLESPLNGCGTRPRWSALDGVVYNSIVIQVPALGDS
SGWPDGYEDLESGDNGFPGDMDEGDASLFTREIVVFNCSLQQVRNPSSFQEQP
HGNITFMELYNTDLFLVPSQGVFSVPENGHVYVEVSVTKAEQELGFAIQTCFISPY
SNPDRMSHYTIIENICPKDESVKFYSPKRVHFPIQADMDKKRFSFVFKPVFNTSLLF
LQCELTLCTKMEKHPQKLPKCVPPDEACTSLDASIIWAMMQNKKFTFKPLAVIHHEA
ESKEKGPSMKEPNPISPIFHGLDTLTV



三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为酵母表达系统制备的重组人 TGFBR3 蛋白部分片段（21-787）。蛋白携带标签类型将在生产过程中确定。如需指定标签类型，请告知我们，我们将优先开发指定标签。，便于蛋白纯化、检测与鉴定。TGFBR3（BGCAN/TGFR-betagan/betagan proteoglycan）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。