

重组人 FCGR3A 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06867

蛋白名称：Cd16A Antigen (FCGR3A)

别名：FCG3、CD16A、FCGR3、IGFR3、IMD20、CD16-II、FCRIIIA、FcGRIIIA、FcgammaRIIIA、CD16a antigen、Fc-gamma RIII-alpha、neutrophil-specific antigen NA、Fc fragment of IgG receptor IIIa、immunoglobulin G Fc receptor III

UniProt 编号：P08637

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08637/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：部分片段 (17-208aa (V176F))

分子量：26.5 kDa

蛋白标签：C 端 10×His-avi 标签

二、氨基酸序列 (17-208aa (V176F))

GMRTEDLPKAVVFLEPQWYRVLEKDSVTLKCQGAYSPEDNSTQWFHNESLISSQA
SSYFIDAATVDDSGEYRCQTNLSTLSDPVQLEVHIGWLLLQAPRWVFKEEDPIHLRC
HSWKNTALHKVTYLQNGKGRKYFHHNSDFYIPKATLKDSGSYFCRGLVGSKNVSS
ETVNITITQGLAVSTISSFFPPGYQ

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 FCGR3A 蛋白部分片段（17-208aa（V176F））。蛋白携带 C 端 10×His-avi 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。

FCGR3A (FCG3/CD16A/FCGR3) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。