



重组人 VSIR 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP08645

蛋白名称: Pdcd1 Homolog (VSIR)

别名: B7H5、GI24、B7-H5、Dies1、PD-1H、SISP1、VISTA、PP2135、sisp-C10orf54、DD1alpha、PDCD1 homolog、Death Domain1alpha、platelet receptor GI24、V-set immunoregulatory receptor、V-set domain-containing immunoregulatory r...

UniProt 编号: Q9H7M9

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9H7M9/entry>

种属来源: 人 (Homo sapiens)

表达系统: 哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段: 部分片段 (33-194 位氨基酸)

分子量: 47.5 kDa

蛋白标签: C 端 mFc2a 标签

二、氨基酸序列 (33-194aa)

FKVATPYSLYVCPEGQNVTLTCRLLGPVDKGHDVTFYKTWYRSSRGEVQTCSERR
PIRNLTQDLHLHHGGHQAANTSHDLAQRHGLEASDHHGNFSITMRNLTLLDSGL
YCCLVVEIRHHHSEHRVHGAMELQVQTGKDAPSNCVVYPSSSQESENITAA

三、缓冲液体系

液体剂型: 基于 Tris/PBS 缓冲体系, 含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量, 下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型: 冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件



Enlibio Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 VSIR 蛋白部分片段（33-194 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 mFc2a 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。VSIR

（B7H5/GI24/B7-H5）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。