

重组人 CPVL 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06539

蛋白名称：Vcp-Like Protein (CPVL)

别名：VCP-like protein、carboxypeptidase WUG、CP-Mac carboxypeptidase、carboxypeptidase vitellogenic like、probable serine carboxypeptidase CPVL、putative serine carboxypeptidase CPVL、vitellogenic carboxypeptida...

UniProt 编号：Q9H3G5

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9H3G5/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (23-476 位氨基酸)

分子量：67.9kDa

蛋白标签：N 端 6×His-SUMO 标签

二、氨基酸序列 (23-476aa)

LFRSLYRSVSMPPKGD SGQPLFLTPYIEAGKIQKGRELSLVGPFPGLNMKSYAGFLT
VNKTYNSNLFFWFFPAQIQPEDAPVVLWLQGGPGGSSMFGLFVEHGPYVVT SNMT
LRDRDFPWT T T L S M L Y I D N P V G T G S F T D D T H G Y A V N E D D V A R D L Y S A L I Q F F Q I F P
EYKNND FYVTGESYAGKYVPAIAHLIHS LN P V R E V K I N L N G I A I G D G Y S D P E S I I G G Y A
EFLYQIGLLDEKQKKYFQKQCHECIEHIRKQNWFEAFEILDKLLDGDLTSDPSYFQN
VTGCSNYYNFLRCTEPEDQLYYVKFLSLPEVRQAIHVGNQTFNDGTIVEKYLREDTV
QSVKPWLTEIMNNYKVL IYNGQLDIIVAAAL T E R S L M G M D W K G S Q E Y K K A E K K V W K I
FKSDSEVAGYIRQAGDFHQVIIRGGGHILPYDQPLRAFDMINRFIYGKGWDPYVG

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 CPVL 蛋白成熟蛋白全长（23-476 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His-SUMO 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。CPVL（VCP-like protein/carboxypeptidase WUG/CP-Mac carboxypeptidase）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。