



重组小鼠 CCR5 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06355

蛋白名称：Cc-Ckr-Hiv-1 Fusion Coreceptor (CCR5)

别名：CKR5、CCR-CD195、CKR-CCCKR5、CMKBR5、IDDM22、chemr13、CC-CKR-HIV-1 fusion coreceptor、chemokine receptor CCR5、C-C motif chemokine receptor 5 A159A

UniProt 编号：P51681

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P51681/entry>

种属来源：小鼠 (Mus musculus)

表达系统：酵母 (Yeast)

蛋白片段：部分片段

分子量：12.6kDa

蛋白标签：无标签

二、氨基酸序列

暂无序列信息

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。



五、产品简介

本产品为酵母表达系统制备的重组小鼠 CCR5 蛋白部分片段。该蛋白为无标签蛋白。CCR5 (CKR5/CCR-CD195/CKR-CCCKR5) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。