



重组人 UGP2 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08598

蛋白名称：Ugpase Udp-Glucose Diphosphorylase (UGP2)

别名：UDPG、UGP1、DEE83、UDPGP、UGPP1、UGPP2、EIEE83、SVUGP2、UDPGP2、pHC379、UGPase UDP-glucose diphosphorylase、testis tissue sperm-binding protein Li 58p、UTP--glucose-1-phosphate uridylyltransferase

UniProt 编号：Q16851

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q16851/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：异构体 2 全长 (1-497 位氨基酸)

分子量：71.7kDa

蛋白标签：N 端 6×His-SUMO 标签

二、氨基酸序列 (1-497aa)

MSQDGASQFQEVIRQELELSVKKELEKILTTASSHEFEHTKKDLDGFRKLFHRFLQE
KGPSVDWGGKIQRPPEDSIQPYEKIKARGLPDNISSVLNKLVVVKLNGGLGTSMGCK
GPKSLIGVRNENTFLDLTVQQIEHLNKTNTDVPLVLMNSFNTDEDTKKILQKYNHC
RVKIYTFNQSRYPRIKESLLPVAKDVSYSAGENTEAWYPPGHGDIYASFYNSGLLDT
FIGEGKEYIFVSNIDNLGATVDLYILNHLMNPPNGKRCEVMEVTNKTRADVKGGLT
TQYEGKLRLVEIAQVPKAHVDEFKSVSKFKIFNTNNLWISLA AVKRLQE QNAIDMEIIV
NAKTLDGGLNVIQLETAVGAAIKSFENSLGINVPRSRFLPVKTTSDLLLVM SNLYSLN
AGSLTMSEKREFPTVPLVKLGSSFTKVQDYLRREFESIPDMLELDH LTVSGDVTFGKN
VSLKGTVIII ANHGDRIDIPPGAVLENKIVSGNLRILDH

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 UGP2 蛋白异构体 2 全长（1-497 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His-SUMO 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。UGP2（UDPG/UGP1/DEE83）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。