

# 重组大鼠 CHEK1 蛋白产品说明书

## 一、产品基础信息

货号：REP06449

蛋白名称：Checkpoint Kinase Chk1 Checkpoint Homolog (CHEK1)

别名：CHK1、Chk1-OZEMA21、checkpoint kinase CHK1 checkpoint homolog、cell cycle checkpoint kinase

UniProt 编号：O14757

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14757/entry>

种属来源：大鼠 (Rattus norvegicus)

表达系统：杆状病毒 (Baculovirus)

蛋白片段：全长 (1-476 位氨基酸)

分子量：57.2 kDa

蛋白标签：C 端 6×His 标签

## 二、氨基酸序列 (1-476aa)

MAVPFVEDWDLVQTLGEGAYGEVQLAVNRITEEAVAVKIVDMKRAIDCPENIKKEICI  
NKMLNHENVVKFYGHRREGNIQYLFLEYCSGGELFDRIEPDIGMPEQDAQRFFHQL  
MAGVVYLHGIGITHRDIKPENLLLDERDNLKISDFGLATVFRHNNRERLLNKMCGTLP  
YVAPELLKRKEFHAEPVDVWSCGIVLTAMLAGELPWDQPSDSCQEYSDWKEKKT  
LNPWKIDSAPLALLHKILVENPSARITIPDIKKDRWYNKPLNRGAKRPRATSGGMSE  
SSSGFSKHIHSNLDSPINSGSSEENVKFSSSQPEPRTGLSLWDTGPSNVDKLVQGI  
SFSQPTCPDHMLVNSQLLGTPGSSQNPWQRLVKRMTRFFTKLDADKSYQCLKET  
EKLGYQWKKSCMNQVTVMMDRRNNKLIFKINLVEMDEKILVDFRLSKGDGLEFKR  
HFLKIKGKLSDIVSSQKVWFPVT

## 三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。



## 四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

## 五、产品简介

本产品为杆状病毒表达系统制备的重组大鼠 CHEK1 蛋白全长（1-476 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。CHEK1（CHK1/Chk1-OZEMA21/checkpoint kinase CHK1 checkpoint homolog）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

## 六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。