

重组人 RIOK3 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08055

蛋白名称：Rio Kinase Sudd Homolog (RIOK3)

别名：RIO kinase sudD homolog、sudD suppressor of bimD6 homolog、testicular secretory protein Li 47、serine/threonine-protein kinase RIO3

UniProt 编号：O14730

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14730/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段：全长 (1-519 位氨基酸)

分子量：62.7 kDa

蛋白标签：N 端 10×His 标签

二、氨基酸序列 (1-519aa)

MDLVGVASPEPGTAAAWGPSKCPWAIPQNTISCSLADVMSEQLAKELQLEEEAAVF
PEVAVAEGPFITGENIDTSSDLMLAQMLQMEYDREYDAQLRREEKKFNGDSKVSIS
FENYRKVHPYEDSDSSEDEVDWQDTRDDPYRPAKPVPTPKKGFIGKGKDITTKHD
EVVCGRKNTARMENFAPEFQVGDGIGMDLKL SNHVFNALKQHAYSEERRSARLHE
KKEHSTA EKA VDPKTRLLMYKMVNSGMLETITGCISTGKESVVFHAYGGSMED EKE
DSKVIPT ECAIKVFKTTLNEFKNRDKYIKDDFRFKDRFSKLNPRKIIRMWAEKEMHNL
ARMQRAGIPCPTVVLLKKHILVMSFIGHDQVPAPKLKEVKLNSEEMKEAYYQTLHLM
RQLYHECTLVHADLSEYNMLWHAGKVWLIDVSQSVEPTH PHGLEFLFRDCRNV SQ
FFQKGGVKEALSERELFNAVSGLNITADNEADFLAEIEALEKMNEDHVQKNGRKAA
SFLKDDGDPPLLYDE

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。



冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 RIOK3 蛋白全长（1-519 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 10×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。RIOK3（RIO kinase sudD homolog/sudD suppressor of bimD6 homolog/testicular secretory protein Li 47）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。