



# 重组人 TNFRSF6B 蛋白产品说明书

## 一、产品基础信息

货号：REP08503

蛋白名称：Dj583P15.1.Decoy Receptor For Fas Ligand (TNFRSF6B)

别名：M68、TR6、DCR3、M68E、DJ583P15.1.decoy receptor for Fas ligand、TNF receptor superfamily member 6b

UniProt 编号：O95407

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O95407/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (30-300 位氨基酸)

分子量：57.2 kDa

蛋白标签：C 端 hFc1 标签

## 二、氨基酸序列 (30-300aa)

VAETPTYPWRDAETGERLVCAQCPPGTFVQRPCRRDSPTTCGPCPPRHYTQFWN  
YLERCRYCNVLCGEREEEARACHATHNRACRCRTGFFAHAGFCLEHASCPPGAG  
VIAPGTPSQNTQCQPCPPGTFSASSSSSEQCQPHRNCTALGLALNVPGSSSHDTL  
CTSCTGFPLSTRVPGAEECERAVIDFVAFQDISIKRLQRLLQALEAPEGWGPTPRAG  
RAALQLKLRRRLTELLGAQDGALLVRLLQALRVARMPGLERSVRERFLPVH

## 三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6% 海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

## 四、储存条件



**Enlibio** Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

## 五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 TNFRSF6B 蛋白成熟蛋白全长（30-300 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 hFc1 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。TNFRSF6B（M68/TR6/DCR3）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

## 六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。