



重组人 RCL1 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08023

蛋白名称：Rna Cyclase Homolog (RCL1)

别名：RNAC、RPCL1、RNA cyclase homolog

UniProt 编号：Q9Y2P8

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y2P8/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：酵母 (Yeast)

蛋白片段：全长 (1-373)

分子量：

蛋白标签：标签类型将在生产过程中确定。如需指定标签类型，请告知我们，我们将优先开发指定标签。

二、氨基酸序列 (1-373)

MATQAHSLSYAGCNFLRQRLVLSTLSGRPVKIRKIRARDDNPGLRDFEASFIRLLDKI
TNGSRIEINQTGTTLYYQPGLLYGGSV EHD C SVLRGIGYYLESLLCLAPFMKHPLKIV
LRGVTNDQVDPSVDVLKATALPLLKQFGIDGESFELKIVRRGMPPGGGGGEVVFSCP
VRKVLKPIQLTDPGKIKRIRGMAYSVRVSPQMANRIVDSARSILNKFIPDIYITDHMK
GVNSGKSPGFGLSLVAETTS GTFLSAELASNPQQGGA AVLPEDLGRNCARLLLEEI
YRGGCVDSTNQSLALLLMTLGQQDVSKVLLGPLSPYTIEFLRHLKSFFQIMFKIETKP
CGEELKGGDKVLMTCVGIGFSNLSKTLK

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。



四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为酵母表达系统制备的重组人 RCL1 蛋白全长（1-373）。蛋白携带标签类型将在生产过程中确定。如需指定标签类型，请告知我们，我们将优先开发指定标签。便于蛋白纯化、检测与鉴定。RCL1 (RNAC/RPCL1/RNA cyclase homolog) 相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。