



重组人 SERPINA3 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP08201

蛋白名称：Serpina3 (SERPINA3)

别名：ACT、AACT、GIG24、GIG25、serpin A3、alpha-1-antichymotrypsin、growth-inhibiting protein 25、cell growth-inhibiting gene 24/25 protein

UniProt 编号：P01011

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01011/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (24-423 位氨基酸)

分子量：47.0 kDa

蛋白标签：C 端 10×His 标签

二、氨基酸序列 (24-423aa)

HPNSPLDEENLTQENQDRGTHVDLGLASANVDFAFSLYKQLVLKAPDKNVIFSPLSI
STALAFSLGAHNTTLTEILKGLKFNLTTETSEAEIHQS FQHLLRTL NQSSDELQLSMG
NAMFVKEQLSLLDRFTEDAKRLYGSEAFATDFQDSAAAKKLINDYVKNGTRGKITDL
IKDLDSTMMVLVNYIFFKAKWEMPFDPDTHQSRFYLSKKKWVMVPMMSLHHLTI
PYFRDEELSCTVVELKYTGNASALFILPDQDKMEEVEAMLLPETLKRWRDSLEFREI
GELYLPKFSISRDNLDILLQLGIEEAFTSKADLSGITGARNLAVSQVVHKAVLDVFE
EGTEASAATAVKITLLSALVETRTIVRFNRPFMIIVPTDTQNIFFMSKVTNPKQA

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。



四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 SERPINA3 蛋白成熟蛋白全长（24-423 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 10×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。SERPINA3（ACT/ACT/GIG24）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。