

重组人 FCGR3B 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号：REP06868

蛋白名称：Fc-Gamma RIIIb (FCGR3B)

别名：CD16、FCG3、CD16b、FCGR3、HNA-CD16-FCRIIIb、FcgammaRIIIb、fc-gamma RIIIb、fc-gamma RIII-beta、IgG Fc receptor III-Fc gamma receptor IIIb

UniProt 编号：O75015

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75015/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：酵母 (Yeast)

蛋白片段：成熟蛋白全长 (17-200 位氨基酸)

分子量：22.8 kDa

蛋白标签：N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (17-200aa)

GMRTEDLPKAVVFLEPQWYSVLEKDSVTLKCQGAYSPEDNSTQWFHNESLISSQA
SSYFIDAATVNDSGEYRCQTNLSTLSDPVQLEVHIGWLLLQAPRWVFKEEDPIHLRC
HSWKNTALHKVTYLQNGKDRKYFHHNSDFHIPKATLKDSGSYFCRGLVGSKNVSS
ETVNITITQGLAVSTIS

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6% 海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于 -20℃ 或 -80℃ 环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白



变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为酵母表达系统制备的重组人 FCGR3B 蛋白成熟蛋白全长（17-200 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。FCGR3B（CD16/FCG3/CD16b）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。