

# 重组人 **CADM1** 蛋白产品说明书

## 一、产品基础信息

货号：REP06315

蛋白名称：Synaptic Cell Adhesion Molecule (CADM1)

别名：BL2、ST17、IGSF4、NECL2、RA175、TSLC1、IGSF4A、Nect1-SYNCAM、TSLC-sgIGSF、sTSLC-synCAM1、synaptic cell adhesion molecule

UniProt 编号：Q9BY67

UniProt 查询链接：<https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9BY67/entry>

种属来源：人 (Homo sapiens)

表达系统：哺乳动物细胞 (Mammalian cell)

蛋白片段：部分片段 (45-374 位氨基酸)

分子量：66.0 kDa

蛋白标签：C 端 hFc1 标签

## 二、氨基酸序列 (45-374aa)

QNLFTKDVTVIEGEVATISCQVNKSDDSVIQLLNPNRQTIYFRDFRPLKDSRFQLLNF  
SSSELKVSLTNVSISDEGRYFCQLYTDPPQESYTTITVLVPPRNLMDIQKDTAVEGE  
EIEVNCTAMASKPATTIRWFKGNTELKGKSEVEEWSDMYTVTSQMLMKVHKEDDG  
VPVICQVEHPAVTGNLQTQRYLEVQYKPQVHIQMTYPLQGLTREGDALELTCEAIGK  
PQPVMVTWVRVDDEMPQHAVLSGPNLFINNLNKTDNGTYRCEASNIVGKAHSDYM  
LYVYDPPTTIPPTTTTTTTTTTTTTTILTIITDSRAGEEGSIRAVDH

## 三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50% 甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6% 海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

## 四、储存条件



**Enlibio** Wuhan Enlibio Biotech Co.,Ltd Manuals version5.9

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

## 五、产品简介

本产品为哺乳动物细胞表达系统制备的重组人 CADM1 蛋白部分片段（45-374 位氨基酸）。蛋白携带 C 端 hFc1 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。CADM1

（BL2/ST17/IGSF4）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

## 六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。