



重组人 PTPN11 蛋白产品说明书

一、产品基础信息

货号: REP07952

蛋白名称: Protein-Tyrosine Phosphatase 1D (PTPN11)

别名: CFC、NS1、JMML、SHP2、BPTP3、PTP2C、METCDS、PTP-1D、SH-PTP2、SH-PTP3、protein-tyrosine phosphatase 1D、protein-tyrosine phosphatase 2C、protein tyrosine phosphatase non-receptor type 11、tyrosine-protein phosphata...

UniProt 编号: Q06124

UniProt 查询链接: <https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q06124/entry>

种属来源: 人 (Homo sapiens)

表达系统: 大肠杆菌 (E.coli)

蛋白片段: 成熟蛋白全长 (2-593 位氨基酸)

分子量: 72.0 kDa

蛋白标签: N 端 6×His 标签

二、氨基酸序列 (2-593aa)

TSRRWFHPNITGVEAENLLLTRGVDGSFLARPSKSNPGDFTLSVRRNGAVTHIKIQN
TGDDYDLYGGEKFATLAELVQYYMEHHGQLKEKNGDVIELKYPLNCADPTSERWF
HGHLSGKEAEKLLTEKGKHGSFLVRESQSHPGDFVLSVRTGDDKGESNDGKSKVT
HVMIRCQELKYDVGGGERFDSLTDLVEHYKKNPMVETLGTVLQLKQPLNTRINAA
EIESRVRELSKLAETTDKVKQGFWEETFELQQQECKLLYSRKEGQRQENKNKNRY
KNILPFDHTRVVLHDGDPNEPVSDYINANIIMPEFETKCNNKPKKSYIATQGCLQNT
VNDFWRMVVFQENSRVIVMTTKEVERGKSKCVKYWPDEYALKEYGVMRVRNVKES
AAHDYTLRELKLSKVGQGNTERTVWQYHFRTWPDHGVPSDPGGVLDFFLEEVHHK
QESIMDAGPVVHCSAGIGRTGTFFIVIDILIDIIREKGVDCDIDVPKTIQMVRSRSGM
VQTEAQYRFIYMAVQHYIETLQRRIEEQKSKRKGHEYTNIKYSLADQTSGDQSPLP
PCTPTPPCAEMREDSARVYENVGLMQQKQKSF

三、缓冲液体系

液体剂型：基于 Tris/PBS 缓冲体系，含 5%-50%甘油。可根据客户需求定制甘油含量，下单时可备注特殊要求。

冻干粉剂型：冻干前缓冲液为含 6%海藻糖的 Tris/PBS 缓冲体系。

四、储存条件

产品收到后可置于-20℃或-80℃环境保存。为保障蛋白活性、避免反复冻融导致蛋白变性失活，建议分装保存，按需取用。

五、产品简介

本产品为大肠杆菌表达系统制备的重组人 PTPN11 蛋白成熟蛋白全长（2-593 位氨基酸）。蛋白携带 N 端 6×His 标签，便于蛋白纯化、检测与鉴定。PTPN11

（CFC/NS1/JMML）相关蛋白产品，适用于体外功能实验、蛋白互作研究、抗体制备及各类生物医学科研场景。

六、注意事项

- 严禁反复冻融产品，最大程度保证蛋白稳定性与生物活性。
- 若对缓冲液组分有特殊要求，请在下单时备注说明。
- 本产品仅用于科学研究，不可用于临床诊断、治疗及商业生产等用途。